


isoclean™

by Cleantech®

Isowipe® K-TopGrade

Стерильная салфетка для чистых помещений



ОПИСАНИЕ

Безворсовая салфетка из двухслойного полиэстера двойного плетения.

Лучшее решение для масштабной уборки и дезинфекции, в том числе на грубых поверхностях.

Рекомендована для контроля разливов жидкостей различной природы.

Для любых применений, в том числе на грубых (шероховатых) поверхностях

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Двухслойный высокопрочный материал
- ✓ Высокие сорбционные свойства
- ✓ Контроль разливов
- ✓ Идеальное предварительное замачивание
- ✓ Превосходное смачивание поверхности при дезинфекции
- ✓ Очистка поверхностей и производственного оборудования
- ✓ Гарантированный уровень стерильности 10^{-6}
- ✓ Двойная упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Грубые (шероховатые) поверхности

✓ Общая уборка

✓ Дезинфекция

✓ Удаление разливов

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A/B C D

STERILE R

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Материал	100% двухслойный полиэстер двойного плетения
Тип края	Герметично запаян (ультразвуковая обработка)
Плотность	270 г/м ² (± 12 г/м ²)
Толщина	0,85 мм (± 0,04 мм)
Размер	23×23 см (± 0,8 см) / 31×31 см (± 0,8 см)
Сорбционная ёмкость	600 мл/м ² (± 10%)
Тип использования	Одноразовое применение
Количество салфеток в упаковке	100 шт.
Срок годности	2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ

Характеристика	Значение	Метод тестирования
Частицы и волокна		
APC (≥ 0,5 мкм)	< 3·10 ⁴ частиц/м ²	IEST-RP-CC 004.3
LPC (≥ 0,5 мкм)	< 11·10 ⁶ частиц/м ²	IEST-RP-CC 004.3
Сухой нелетучий остаток (NVR)		
Изопропиловый спирт (IPA)	< 0,05% (≤ 0,14 г/м ²)	IEST-RP-CC 004.3
Экстрагируемые ионы (IC)		
Cl ⁻	≤ 1,00 мкг/г	IEST-RP-CC 004.3
SO ₄ ²⁻	≤ 0,50 мкг/г	IEST-RP-CC 004.3

УПАКОВКА

23×23 см	10 салф./пак., 10 пак./упак., 5 упак./короб [500 салф.]
31×31 см	10 салф./пак., 10 пак./упак., 4 упак./короб [400 салф.]



ТУ 13.92.29-002-70909953-2023
Сделано в России

ООО «Клинтех»
Россия, 187021, Ленинградская обл.,
Тосненский р-он, гп. Федоровское, ул. Средняя, 9
+7 812 748 25 15 | E-mail: sale@cleanth.ru